





WELLPRIME®

Total Neck Massager



ENGLISH

Thank you for purchasing Wellprime® Total Neck Massager, the ergonomically designed shoulder and neck massager that adapts to your neck and keeps your head in a proper position. Its massage heads simulate the feeling of a real hand massage.

Please read the instructions for use and all safety instructions carefully before use. Keep the manual in an accessible place for future use.

SAFETY WARNINGS

1. Do not place the Wellprime® Total Neck Massager in the bathroom or in a damp place.
2. Always keep the Wellprime® Total Neck Massager dry. Do not store it in damp places or near containers of water into which it may fall.
3. It is not waterproof; if the unit should fall into water, do not touch or reuse it. Do not submerge the unit under water.
4. Children under 3 years of age should be kept away unless continuously supervised.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

6. Do not leave the massager exposed to direct sunlight or high temperatures for a long period of time.

7. This product has a built-in rechargeable battery. Please dispose of this product in accordance with current environmental protection guidelines.

8- Never charge the battery if the temperature is below 0°C. Use, charge and store the device at a temperature between 5°C and 35°C.

9- Avoid charging the battery while exposed to direct sunlight or near a heat source.

10. Never charge the battery uninterruptedly for more than 48 hours.

11- To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with this appliance.

12- The appliance may only be used with the supplied power supply unit.

13- Keep the removed rechargeable battery out of the reach of children to prevent accidental ingestion. In case of accidental ingestion, seek medical advice immediately.

14- In case of battery fluid leakage, do not touch the fluid with unprotected hands and handle it as follows:

If battery liquid enters the eyes, there is a danger of blindness, do not rub the eyes directly with your hands, rinse them with clean water immediately and seek medical attention. If battery fluid comes into contact with the body or clothing, it may cause inflammation or injury to the skin -- rinse with clean water. If you continue to feel unwell, seek medical attention immediately.

15- This product is not a toy.
16. Do not use this product if it is not working properly and the massage device is damaged or broken.

17. In case of severe or intense pain during the massage, stop the unit immediately and seek medical advice.

18. Do not use this product directly on areas that are swollen, inflamed or with skin rashes.
19. Do not charge the product when the power supply is unstable.

20. Do not touch the power supply or plug with wet hands to avoid malfunction or electric shock.

21- Do not use the product lying down or half lying down.

22- Do not use the Wellprime® Total Neck Massager if you have heart problems or heart disease.

23- Patients with severe cervical problems and/or skeletal hyperostosis must not use the product.

24- Patients with spinal problems should not use the product.

25- People with severe blood circulation problems in the shoulder and neck should not use the product.

26- Do not disassemble, repair or modify this product without authorization. Failure to do so may result in malfunction or electric shock.

- 2- COMPONENTS
FIGURE A
1- Massage head
2- Control buttons/ Indicator
3- Strap
4- Type-C Charging Port

- FIGURE B
Control Buttons / Indicator
A- On/Off
B- Mode
C- Speed
D- Hot compression

3-MODE OF USE

1. Power on: Press and hold the button for 2 seconds to turn on the Wellprime® Total Neck Massager.
2. Rotation mode selection: the massage heads rotate in two directions. Briefly press the button to change the direction of the massage.
3. Heat function: By pressing the heat function button the Wellprime® Total Neck Massager will emit heat. Press once for high temperature, press the button briefly again to switch to a lower temperature, and then press briefly one more time to deactivate the heat function -- cycle in this way to repeat the process.
4. Speed function: Wellprime® Total Neck Massager has two three; briefly press the button to switch high, medium or low speed.
5. Switch off
Automatic shut-off: The product stops working after a total of 10 minutes of use.
Manual shut-off: When you stop using the product, press and hold the power button for 2 seconds to turn it off.

NOTE: Wellprime® Total Neck Massager has a strap to adjust the position of the Wellprime® Total Neck Massager.

4- BATTERY CHARGING

The massager is powered by a built-in lithium battery. If the battery is about to or has run out of power, charge the massager before use.

Do not use the product while charging and be sure to plug in the charging cable first.
Insert the plug of the charging cable into the charging interface. Charging status: the red light flashes during charging, and is always on when fully charged.

Wellprime® Total Neck Massager takes about 2 hours to charge. This product includes accessories that are only for use with this machine. Other accessories on the market are not to be used as substitute for the accessories that come with this product.
NOTE: The USB cable is included in the set. The mains plug-in adapter is not included. (See figure C)

5- Cleaning and Maintenance Cover:
After each use: turn off the massager, and store it in a dry and safe place.
Wellprime® Total Neck Massager cannot be washed or immersed in water.

Clean the outer surface of the massager with a damp cloth. Do not rinse the product directly with water.
CAUTION: Never use detergents to clean the massager, as they may damage the operating parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power : 26 w
Input: 5V=1A
Battery: 2000 mah
Charging voltage: 5V

Composition:
Fabric : PU; 90% Polyester+10% spandex
Padding: Viscoelastic foam

QUALITY WARRANTY:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.
This warranty does not cover damage resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Disposal of old electric appliances
The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Made in China

ESPAÑOL

Gracias por comprar Wellprime® Total Neck Massager, el masajeador de hombros y cuello con diseño ergonómico que se adapta a su cuello y mantiene su cabeza en una posición adecuada. Sus cabezales de masaje Simulan la sensación de un masaje de manos real.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad antes de empezar a utilizarlo. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. No coloque Wellprime® Total Neck Massager en el cuarto de baño ni en un lugar húmedo.
2. Mantenga el Wellprime® Total Neck Massager siempre seco. No lo guarde en lugares húmedos o cerca de recipientes con agua a los que pueda caer.
3. No es resistente al agua; si la unidad cayese al agua no la toque ni vuelva a utilizarla. No sumerja la unidad bajo el agua.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. No deje el masajeador expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas durante mucho tiempo.
7. Este producto lleva incorporada una batería recargable integrada. Por favor, deseché este producto de acuerdo con la protección medioambiental vigente.
- 8- Nunca cargue la batería si la temperatura es inferior a 0°C. Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 5°C y 35°C.
- 9- Evite cargar la batería exponiéndola a la luz directa del sol o cerca de una fuente que desprenda calor.
- 10- Nunca cargue la batería de forma ininterrumpida durante más de 48 horas.
- 11- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este aparato.
- 12- El aparato solo puede utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- 13- Mantenga la batería recargable extraída fuera del alcance de los niños para evitar que la ingieran accidentalmente. En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico.
- 14- En caso de fuga del líquido de la pila, no toque el líquido con las manos sin protección y manipúlelo de la siguiente manera: Si el líquido de la batería entra en los ojos, existe peligro de ceguera, no se frote los ojos directamente con las manos, láveselos con agua limpia inmediatamente y busque atención médica.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con el cuerpo o la ropa, puede causar inflamación o lesiones en la piel, enjuague con agua limpia. Si sigue sintiéndose mal, acuda inmediatamente al médico.
- 15- Este producto no es un juguete.
16. No utilice este producto si no funciona correctamente y el dispositivo de masaje está dañado o estropeado.
17. En caso de dolor grave o intenso durante el masaje, interrumpa inmediatamente el masaje y acuda a un médico.
18. No toque este producto directamente sobre zonas hinchadas, inflamadas o con erupciones cutáneas.
19. No cargue el producto cuando la fuente de alimentación sea inestable.
20. No toque la fuente de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas para evitar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.
- 21 No utilice el producto tumbado o medio tumbado.
- 22- No utilice Wellprime® Total Neck Massager si presenta problemas de corazón o alguna cardiopatía.
- 23- Los pacientes con problemas cervicales graves y/o Hiperostosis esquelética

no deben utilizar el producto.

24- Los pacientes con problemas de columna vertebral, no deben utilizar el producto.

25- Las personas con problemas graves de circulación sanguínea en el hombro y el cuello no deben utilizar el producto.

26- No desmonte, repare ni modifique este producto sin autorización. De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica

- 2- COMPONENTES
FIGURA A
1- Cabezal de masaje
2- Botones de control/ Indicador
3- Correa
4- Puerto de carga TYPE-C

- FIGURA B
Botones de Control / Indicador
A- Encendido/Apagado
B- Modo
C- Velocidad
D- Compresión en caliente

3-MODO DE EMPLEO

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender el Wellprime® Total Neck Massager.
2. Selección de modo giratorio: los cabezales masajeadores tienen dos sentidos giratorios. Pulse brevemente el botón para cambiar el sentido del masaje.
3. Función calor: a presionar el botón función calor Wellprime® Total Neck Massager emite calor. El calor presionando una vez es de temperatura alta, pulse brevemente el botón para cambiar a una temperatura más baja, y luego pulse brevemente de nuevo para desactivar la función calor y el ciclo de esta manera.
4. Función de velocidad: Wellprime® Total Neck Massager tiene tres velocidades; Pulse brevemente brevemente el botón para cambiar entre velocidad alta , media o baja.
5. Apagado automático: El producto deja de funcionar después de un total de 10 minutos de uso.
- Apagado manual: cuando deje de utilizar el producto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.

NOTA: Wellprime® Total Neck Massager dispone de una correa para ajustar la posición del mismo

4- CARGA DE LA BATERÍA

El masajeador funciona con una batería de litio incorporada. Si la batería está a punto de agotarse o se ha agotado, cargue el masajeador antes de utilizarlo.

No utilice el producto mientras lo está cargando y asegúrese de enchufar primero el cable de carga. Inserte el enchufe del cable de carga en la interfaz de carga. Estado de carga: la luz roja parpadea durante la carga, y siempre está encendida cuando está completamente cargado.
Wellprime® Total Neck Massager tarda unas 2 horas en cargarse.

Este producto incluye accesorios sólo para su uso con esta máquina otros accesorios del mercado no son un sustituto de este producto.

NOTA: El cable USB está incluido en el set, el adaptador para cargarlo enchufándolo a la corriente no esta incluido. (Ver figura C)

5- Limpieza y Mantenimiento Funda:
Después de cada uso: apague el masajeador, y guárdelo en lugar seco y seguro.

Limpie la superficie exterior del masajeador con un paño húmedo
No enjuague el producto directamente con agua.

PRECAUCIÓN: No utilice nunca detergentes para limpiar el masajeador, dado que podrían dañar las partes operativas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia : 26 w
Input: 5V=1A
Batería: 2000 mah
Voltaje de carga: 5V

Composición:
Tejido : PU; 90% Polyester+10% spandex
Relleno: Espuma viscoelástica

GARANTÍA DE CALIDAD:

Este producto está cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos estipulados por la legislación vigente en cada país.
Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso inadecuado, un uso comercial negligente, un desgaste anormal, accidentes o una manipulación incorrecta.

Eliminación de aparatos eléctricos viejos
La directiva europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se eliminen en el flujo normal de residuos urbanos sin clasificar.

Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del "contenedor de basura con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación de que, cuando se deshaga del aparato, debe recogerlo por separado.

Los consumidores deben pensarse en contacto con las autoridades locales o con el minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su antiguo aparato.

Fabricado en China

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté le Wellprime® Total Neck Massager, le masseur ergonomique pour les épaules et la nuque qui s'adapte à votre cou et maintient votre tête dans une position correcte. Ses têtes de massage simulent la sensation d'un véritable massage manuel.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel dans un endroit accessible pour une utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Ne placez pas le Wellprime® Total Neck Massager dans la salle de bain ou dans un endroit humide.
2. Maintenez toujours le Wellprime® Total Neck Massager au sec. Ne le rangez pas dans un endroit humide ou près d'un récipient contenant de l'eau dans lequel il pourrait tomber.
3. L'appareil n'est pas étanche ; s'il tombe dans l'eau, ne le touchez pas et ne le réutilisez pas. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
4. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
6. Ne laissez pas le masseur exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une longue période.
7. Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez recycler ce produit conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement.
8. Ne chargez jamais la batterie si la température est inférieure à 0°C. Utilisez, chargez et stockez l'appareil à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- 9- Évitez de charger la batterie en l'exposant à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
10. Ne chargez jamais la batterie pendant plus de 48 heures sans interruption.
- 11- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- 12- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- 13- Conservez la batterie rechargeable retirée hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.
- 14- En cas de fuite du liquide de la batterie, ne pas toucher le liquide avec des mains non protégées et le manipuler comme suit : Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, il y a un risque de cécité, ne frottez pas les yeux directement avec les mains, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec le corps ou les vêtements, il peut provoquer une inflammation ou une lésion de la peau, rincez-la à l'eau claire. Si vous continuez à vous sentir mal, consultez immédiatement un médecin.
- 15- Ce produit n'est pas un jouet.
16. N'utilisez pas ce produit s'il ne fonctionne pas correctement et si l'appareil de massage est endommagé ou détérioré.
17. En cas de douleur sévère ou intense pendant le massage, arrêtez immédiatement le massage et consultez un médecin.
18. N'utilisez pas ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
19. Ne chargez pas le produit lorsque l'alimentation électrique est instable
20. Ne touchez pas le bloc d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées afin d'éviter tout dysfonctionnement ou choc électrique.
21. N'utilisez pas le produit en position couchée ou semi-couchée.
22. N'utilisez pas le Wellprime® Total Neck

Massager en cas de problèmes cardiaques ou de maladies cardiaques.

23. Les patients souffrant de problèmes cervicaux graves et/ou d'hyperostose squelettique ne doivent pas utiliser le produit.

24. Les patients souffrant de problèmes de colonne vertébrale ne doivent pas utiliser le produit.

25. Les personnes souffrant de graves problèmes de circulation sanguine au niveau de l'épaule et du cou ne doivent pas utiliser le produit.

26. Ne démontez, réparez ou modifiez pas ce produit sans autorisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement ou un choc électrique.

- 2- COMPOSANTS
FIGURE A
1- Tête de massage
2- Boutons de commande/Indicateur
3- Sangle
4- Port de charge type C

- FIGURE B
Boutons de commande / Indicateur
A- On/Off
B- Mode
C- Vitesse
D- Chaleur

3- MODE D'EMPLOI

1. Mise en marche : Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour mettre en marche le Wellprime® Total Neck Massager.
2. Sélection du mode rotatif : les têtes de massage ont deux sens de rotation. Appuyez brièvement sur le bouton pour changer le sens du massage.
3. Fonction chaleur : en appuyant sur le bouton de chauffage, le Wellprime® Total Neck Massager émet de la chaleur. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour obtenir une température élevée, d'appuyer brièvement sur le bouton pour passer à une température plus basse, puis d'appuyer à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver la fonction de chaleur et poursuivre le cycle de cette manière.
4. Fonction vitesse : le Masseur Pro a trois vitesses ; appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'une vitesse élevée à une vitesse moyenne ou à une vitesse faible.
5. Arrêt automatique : le produit s'arrête de fonctionner après un total de 10 minutes d'utilisation.
Arrêt manuel : Lorsque vous cessez d'utiliser le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'éteindre.

REMARQUE : Le Wellprime® Total Neck Massager est équipé d'une sangle permettant d'ajuster la position du masseur.

4- CHARGE DE LA BATTERIE

Le masseur est alimenté par une batterie au lithium intégrée. Si la batterie est sur le point de s'épuiser ou si elle est épuisée, chargez le masseur avant de l'utiliser.

N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge et veillez à brancher d'abord le câble de charge.
Insérez la fiche du câble de charge dans l'interface de charge. État de charge : le voyant rouge clignote pendant la charge et reste allumé lorsque l'appareil est complètement chargé. Le Wellprime® Total Neck Massager se charge en 2 heures environ.

Ce produit comprend des accessoires uniquement destinés à être utilisés avec cet appareil. Les autres accessoires disponibles sur le marché ne peuvent pas se substituer à ce produit.

REMARQUE : Le câble USB inclus dans l'ensemble, l'adaptateur pour le charger en le branchant sur le secteur n'est pas inclus. (Voir figure C)

5- Nettoyage et entretien :
Après chaque utilisation : éteindre le masseur et le ranger dans un endroit sec et sûr.

Le Wellprime® Total Neck Massager ne peut être ni lavé ni immergé dans l'eau.
Nettoyer la surface extérieure du masseur avec un chiffon humide.

Ne pas rincer le produit directement avec de l'eau.
ATTENTION : Ne jamais utiliser de détergents pour nettoyer le masseur, car ils risquent d'endommager les pièces de fonctionnement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance : 26 w
Entrée : 5V=1A
Batterie : 2000 mah
Tension de charge : 5V

Composition :
Tissu : PU ; 90% Polyester+10% Spandex
Rembourrage : mousse viscoélastique

GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication dans les délais prévus par la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inadéquate, d'une utilisation commerciale négligente, d'une usure anormale, d'un accident ou d'une manipulation inappropriée.

Mise au rebut des vieux appareils électriques
La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que les anciens appareils électriques ménagers ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés.

Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barre sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, celui-ci doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur ancien appareil.

Fabriqué en Chine

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf von Wellprime® Total Neck Massager, dem ergonomischen Schulter- und Nackenmassagegerät, das sich Ihrem Nacken anpasst und Ihren Kopf in der richtigen Position hält. Seine Massageköpfe simulieren das Gefühl einer echten Handmassage.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung und alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie sie später wieder verwenden können.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie den Wellprime® Total Neck Massager nicht im Badezimmer oder an einem feuchten Ort auf.
2. Halten Sie den Wellprime® Total Neck Massager immer trocken. Bewahren Sie ihn nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserbehältern auf, in die er fallen könnte.
3. Er ist nicht wasserdicht; sollte das Gerät ins Wasser fallen, berühren Sie es nicht und verwenden Sie es nicht wieder. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Massagegerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
7. Dieses Produkt hat eine eingebauten wiederaufladbaren Akku. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
8. Laden Sie den Akku niemals auf, wenn die Temperatur unter 0°C liegt. Verwenden, laden und lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.
9. Vermeiden Sie es, den Akku in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle zu laden.
10. Laden Sie den Akku niemals länger als 48 Stunden ohne Unterbrechung auf.
11. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
12. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
13. Bewahren Sie den herausgenommenen Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern. Im Falle eines versehentlichen Verschluckens suchen Sie sofort einen Arzt auf.
14. Falls Batterieflüssigkeit auslässt, berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit ungeschützten Händen und gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, besteht die Gefahr der Erblindung, reiben Sie die Augen nicht direkt mit den Händen, sondern spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
Wenn Batterieflüssigkeit mit dem Körper oder der Kleidung in Berührung kommt, kann es zu Entzündungen oder Verletzungen der Haut kommen, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab. Wenn Sie sich weiterhin unwohl fühlen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
15. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
16. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert und das Massagegerät beschädigt oder defekt ist.
17. Bei starken oder heftigen Schmerzen während der Massage, brechen Sie die Massage sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
18. Verwenden Sie dieses Produkt nicht direkt auf geschwollenen, entzündeten Stellen oder Hautausschlägen.
19. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn die Stromversorgung instabil ist.
20. Berühren Sie das Netzteil oder den Stecker nicht mit nassen Händen, um Fehlfunktionen oder Stromschläge zu vermeiden.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht im Liegen oder halb liegend.
22. Verwenden Sie den Wellprime® Total Neck Massager nicht, wenn Sie Herzprobleme oder eine Herzerkrankung haben.

23. Patienten mit schweren Halswirbelsäulenproblemen und/oder Skeletthypertrose dürfen das Gerät nicht verwenden.
24. Patienten mit Wirbelsäulenproblemen sollten das Gerät nicht verwenden.
25. Personen mit schweren Durchblutungsstörungen im Schulter- und Nackenbereich sollten das Produkt nicht verwenden.
26- Dieses Produkt darf nicht ohne Genehmigung zerlegt, repariert oder modifiziert werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen kommen.

2-KOMPONENTEN
ABBILDUNG A
1-Massagekopf
2-Bedienungsknöpfe/ Indikator
3-Gurt
4-Typ-C-Ladeanschluss

ABBILDUNG B
Steuertasten/Anzeige
A- Ein/Aus
B- Modus
C- Geschwindigkeit
D- Wärmedruck

3- GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Einschalten: Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Wellprime® Total Neck Massager einzuschalten.
2. Modusauswahl: Der Standardmodus ist Modus 1, drücken Sie kurz die Taste, um zwischen Modus 1 und Modus 2 zu wechseln. Modus 1: Die Massageköpfe drehen sich im Uhrzeigersinn; Modus 2: Die Massageköpfe drehen sich gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wärmefunktion: Wenn Sie die Taste für die Wärmefunktion drücken, gibt das Wellprime® Total Neck Massager Wärme ab. Drücken Sie die Taste kurz, um auf eine niedrigere Temperatur umzuschalten, und drücken Sie dann erneut kurz, um die Wärmefunktion und den Zyklus zu deaktivieren.
4. Speed-Funktion: Das Wellprime® Total Neck Massager verfügt über drei Geschwindigkeiten; drücken Sie kurz die Taste, um zwischen hoher, mittlerer oder niedriger Geschwindigkeit zu wechseln.
5. Ausschalten
Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach insgesamt 10 Minuten Benutzung ab. Manuelle Abschaltung: Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

HINWEIS: Der Wellprime® Total Neck Massager verfügt über einen Gurt, mit dem Sie die Position des Massagegeräts einstellen können.

4- BATTERIEAUFLADUNG
Das Massagegerät wird von einer eingebauten Lithium-Batterie mit Strom versorgt. Wenn die Batterie bald leer wird oder leer ist, laden Sie das Massagegerät vor dem Gebrauch auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird, und schließen Sie zuerst das Ladekabel an.
Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Ladeschnittstelle.
Ladestatus: Das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet immer, wenn es vollständig geladen ist.
Das Aufladen des Wellprime® Total Neck Massager dauert etwa 2 Stunden. Dieses Produkt enthält Zubehör, das nur für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt ist; anderes auf dem Markt erhältliches Zubehör ist kein Ersatz für dieses Produkt.
HINWEIS: Das USB-Kabel (ist im Set enthalten, der Adapter zum Aufladen durch Anschließen an das Stromnetz ist nicht enthalten). (Siehe Abbildung C)

6. Reinigung und Wartung der Hülle:
Nach jedem Gebrauch: Schalten Sie das Massagegerät aus, und bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf.
Der Wellprime® Total Neck Massager darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden.
Reinigen Sie die Außenfläche des Massagegeräts mit einem feuchten Tuch.
Spülen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab..
ACHTUNG: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zur Reinigung des Massagegeräts, da diese die Funktionsteile beschädigen können.

TECHNISCHE DATEN
Leistung : 26 w
Eingang: 5V=1A
Batterie: 2000 mah
Ladespannung: 5V

Zusammenstellung:
Gewebe: PU; 90% Polyester+10% Elasthan
Polsterung: Viscoelastischer Schaum

Entsorgung von Elektroaltgeräten
Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über die Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen.

Abgerne müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

Hergestellt in China

ITALIANO

Grazie per aver acquistato Wellprime® Total Neck Massager, il massaggiatore per spalle e collo dal design ergonomico che si adatta al collo e mantiene la testa in posizione corretta. Le sue testine massaggianti simulano la sensazione di un vero massaggio manuale.

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e tutte le norme di sicurezza. Conservare il manuale in un luogo accessibile per un uso futuro.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Non collocare il Wellprime® Total Neck Massager in bagno o in un luogo umido.
2. Mantenere sempre il Wellprime® Total Neck Massager asciutto. Non conservarlo in luoghi umidi o vicino a contenitori d'acqua in cui potrebbe cadere.
3. Non è impermeabile; se l'unità dovesse cadere in acqua, non toccarla né riutilizzarla. Non immergere l'unità nell'acqua.
4. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
6. Non lasciare il massaggiatore esposto alla luce diretta del sole o a temperature elevate per un lungo periodo di tempo.
7. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Smaltire il prodotto in conformità con le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

8-Non caricare mai la batteria se la temperatura è inferiore a 0°C. Utilizzare, caricare e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
9-Evitare di caricare la batteria esponendola alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
10. Non caricare mai la batteria ininterrottamente per più di 48 ore.
11-Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con l'apparecchio.
12-L'apparecchio può essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
13-Tenere la batteria ricaricabile rimossa fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.
14- In caso di fuoriuscita del liquido della batteria, non toccare il liquido con mani non protette e maneggiarlo come segue:
Se il liquido della batteria entra negli occhi, c'è il rischio di cecità; non strofinare gli occhi direttamente con le mani, sciaccuarli immediatamente con acqua pulita e rivolgersi a un medico.
Se il liquido della batteria entra in contatto con il corpo o con gli indumenti, può causare infiammazioni o lesioni alla pelle; sciaccuare con acqua pulita. Se si continua a non sentirsi bene, rivolgersi immediatamente a un medico.
15- Questo prodotto non è un giocattolo.
16. Non utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente e se il dispositivo di massaggio è danneggiato o rotto.

17. In caso di dolore intenso o forte durante il massaggio, interrompere immediatamente il massaggio e consultare un medico.
18. Non utilizzare il prodotto direttamente su aree gonfie, infiammate o con eruzioni cutanee.
19.Non caricare il prodotto quando l'alimentazione è instabile.
20.Non toccare l'alimentatore o la spina con le mani bagnate per evitare malfunzionamenti o scosse elettriche.

21-Non utilizzare il prodotto in posizione sdraiata o semisdraiata.
22-Non utilizzare il Wellprime® Total Neck Massager in caso di problemi cardiaci o di malattie cardiache.

23-I pazienti con gravi problemi cervicali e/o iperostosi scheletrica non devono utilizzare il prodotto.
24-I pazienti con problemi alla colon-

na vertebrale non devono utilizzare il prodotto.

25- Le persone con gravi problemi di circolazione sanguigna alle spalle e al collo non devono utilizzare il prodotto.

26- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o scosse elettriche.

2- COMPONENTI
FIGURA A
1-Testaina di massaggio
2-Pulsanti di controllo/ Indicatore
3-Cinghia
4-Porta di ricarica tipo-C

FIGURA B
Pulsanti di controllo / Indicatore
A- Accensione/spegnimento
B-Modalità
C-Velocità
D-Compressione a caldo

3- ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accensione: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere il Wellprime® Total Neck Massager.
2. Auswahl des Rotationsmodus: Die Massageköpfe haben zwei Rotationsrichtungen. Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Massage-richtung zu ändern.
3. Funzione calore: premendo il pulsante della funzione calore, Wellprime® Total Neck Massager emette calore. Premendo una volta il pulsante si ottiene una temperatura elevata; premendo brevemente il pulsante si passa a una temperatura più bassa; premendo di nuovo brevemente si disattiva la funzione calore e si procede in questo modo.
4. Funzione velocità: Wellprime® Total Neck Massager ha tre velocità; premere brevemente il pulsante per passare dalla velocità alta, media o bassa.
5. Spegnimento
Spegnimento automatico: il prodotto smette di funzionare dopo un totale di 10 minuti di utilizzo. Spegnimento manuale: quando si smette di usare il prodotto, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere.

NOTA: il Massager Pro è dotato di una cinghia per regolare la posizione del Massager Pro.

4- CARICA DELLA BATTERIA
Il massaggiatore è alimentato da una batteria al litio incorporata. Se la batteria sta per esaurirsi o si è esaurita, caricare il massaggiatore prima dell'uso.

Non utilizzare il prodotto mentre è in carica e assicurarsi di collegare prima il cavo di ricarica. Inserire la spina del cavo di ricarica nell'interfaccia di ricarica.
Stato di carica: la luce rossa lampeggia durante la carica ed è sempre accesa quando è completamente carica.
Il Wellprime® Total Neck Massager impiega circa 2 ore per ricaricarsi.
Questo prodotto include accessori da utilizzare esclusivamente con questa macchina. Altri accessori presenti sul mercato non possono sostituire questo prodotto.
NOTA: Il cavo USB incluso nel set, l'adattatore per caricarlo collegandolo alla rete elettrica non è incluso. (Vedere figura C)

5- Pulizia e manutenzione della copertura:
Dopo ogni utilizzo: spegnere il massaggiatore e riporlo in un luogo asciutto e sicuro.
Il Wellprime® Total Neck Massager non può essere lavato o immerso in acqua.
Pulire la superficie esterna del massaggiatore con un panno umido.
Non sciaccuare il prodotto direttamente con acqua.
ATTENZIONE: non usare mai detersigenti per pulire il massaggiatore, perché potrebbero danneggiare le parti operative..

SPECIFICHE TECNICHE
Potenza: 26 w
Ingresso: 5V=1A
Batteria: 2000 mah
Tensione di carica: 5V

Composizione:
Tessuto: PU; 90% poliestere+10% spandex
Imbottitura: schiuma viscoelastica

GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo prodotto è coperto da una garanzia contro i difetti di fabbricazione soggetta ai periodi di tempo stabiliti dalla legislazione vigente in ciascun paese.
Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso inadeguato, da un uso commerciale negligente, da un'usura anomala, da incidenti o da un uso improprio.

Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici
La direttiva europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) stabilisce che i vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.

I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che contengono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone della spazzatura" barrato sul prodotto ricorda all'utente l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata al momento dello smaltimento dell'apparecchio. Per informazioni sul corretto smaltimento del vecchio apparecchio, i consumatori devono rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

Prodotto in Cina

PORTUGUÊS

Obrigado por adquirir o Wellprime® Total Neck Massager, o massajador de ombros e pescoço de concepção ergonómica que se adapta ao pescoço e mantém a cabeça numa posição correcta. As suas cabeças de massagem simulam a sensação de uma verdadeira massagem manual.

ÍNDICE

1- Avisos de segurança
2- Componentes
3- Instruções de utilização
4- Carregamento da bateria
5- Limpeza e manutenção

AVISOS DE SEGURANÇA

1. Não coloque o Wellprime® Total Neck Massager na casa de banho ou num local húmido.
2. Mantenha o Wellprime® Total Neck Massager sempre seco. Não o guarde em locais húmidos ou perto de recipientes com água onde possa cair.
3. Não é à prova de água; se a unidade cair na água, não lhe toque nem volte a utilizá-la. Não submergir o aparelho na água.

4. As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas, exceto se forem vigiadas permanentemente.
5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
6. Não deixe o massajador exposto à luz solar direta ou a temperaturas elevadas durante um longo período de tempo.
7. Este produto tem uma bateria recarregável incorporada. Elimine este produto de acordo com a proteção ambiental em vigor.

8-Nunca carregue a bateria se a temperatura for inferior a 0°C. Utilizar, carregar e guardar o aparelho a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
9-Evite carregar a bateria expondo-a à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor.
10. Nunca carregar a bateria ininteruptamente durante mais de 48 horas.
11-Para recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
12-O aparelho só pode ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida.
13- Mantenha a pilha recarregável retirada fora do alcance das crianças para evitar a sua ingestão accidental. Em caso de ingestão accidental, consultar imediatamente um médico.
14- Em caso de fuga de líquido da pilha, não toque no líquido com as mãos desprotegidas e manuseie-o da seguinte forma:
Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, existe o perigo de cegueira, não esfregue os olhos diretamente com as mãos, lave-os imediatamente com água limpa e procure assistência médica.
Se o líquido da pilha entrar em contacto com o corpo ou com a roupa, pode provocar inflamação ou ferimentos na pele, lavar com água limpa. Se continuar a sentir-se mal, procure imediatamente assistência médica.
15- Este produto não é um brinquedo.
16. Não utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente e se o dispositivo de massagem estiver danificado ou estragado.
17. Em caso de dores fortes ou intensas durante a massagem, pare imediatamente a massagem e consulte um médico.

18. Não utilize este produto diretamente em áreas inchadas, inflamadas ou com erupções cutâneas.
19. Não carregue o produto quando a fonte de alimentação estiver instável.
20 - Não toque na fonte de alimentação ou na ficha com as mãos molhadas para evitar avarias ou choques eléctricos.
21-Não utilizar o produto deitado ou meio deitado.
22-Não utilizar o Wellprime® Total Neck Massager se tiver problemas cardíacos ou doenças cardíacas.
23- Os pacientes com problemas cervicais graves e/ou hiperostose esquelética não devem utilizar o produto.
24-Pacientes com problemas de coluna não devem utilizar o produto.
25-Pessoas com problemas graves de circulação sanguínea no ombro e no pescoço não devem utilizar o produto.
26- Não desmontar, reparar ou modificar este produto sem autorização. Se não o fizer, pode resultar em mau funciona-

mento ou choque eléctrico.

2-COMPONENTES
FIGURA A
1-Cabeça de massagem
2-Botões de controlo/indicador
3-Alça
4-Porta de carregamento tipo C

FIGURA B
Botões de controlo / Indicador
A- Ligar/Desligar
B- Modo
C- Velocidade
D- Compressão quente

3- INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Ligar: Prima e mantenha premido o botão durante 2 segundos para ligar o Wellprime® Total Neck Massager.
2. Selezione della modalità rotante: le testine massaggianti hanno due direzioni di rotazione. Premere brevemente il pulsante per cambiare la direzione del massaggio.
3. Função de aquecimento: ao premir o botão da função de aquecimento, o Wellprime® Total Neck Massager emite calor. Ao premir uma vez, o calor é emitido a alta temperatura; prima brevemente o botão para mudar para uma temperatura mais baixa e, em seguida, prima brevemente de novo para desativar a função de calor e repetir o ciclo desta forma.
4. Função de velocidade: O Wellprime® Total Neck Massager tem três velocidades; prima brevemente o botão para alternar entre velocidade alta, média ou baixa.
5. Desligar
Desligamento automático: O produto deixa de funcionar após um total de 10 minutos de utilização.
Desligamento manual: Quando deixar de utilizar o produto, prima sem soltar o botão de alimentação durante 2 segundos para o desligar.

NOTA: O Wellprime® Total Neck Massager tem uma correia para ajustar a posição do Wellprime® Total Neck Massager.

4- CARREGAMENTO DA BATERIA
O massajador é alimentado por uma pilha de lítio incorporada. Se a pilha estiver prestes a ficar sem carga ou se tiver ficado sem carga, carregue o massajador antes de o utilizar.

Não utilize o produto enquanto estiver a carregar e certifique-se de que liga primeiro o cabo de carregamento.
Insira a ficha do cabo de carregamento na interface de carregamento.

Estado de carregamento: a luz vermelha pisca durante o carregamento e está sempre acesa quando está totalmente carregado.
O Wellprime® Total Neck Massager demora cerca de 2 horas a carregar.
Este produto inclui acessórios apenas para utilização com esta máquina; outros acessórios existentes no mercado não substituem este produto.
NOTA: O cabo USB incluído no conjunto, o adaptador para o carregar ligando-o à corrente eléctrica não está incluído. (Ver figura C)

5- Limpeza e manutenção do colдре:
Após cada utilização: desligue o massajador e guarde-o num local seco e seguro.
O Wellprime® Total Neck Massager não pode ser lavado ou mergulhado em água.
Limpe a superfície exterior do massajador com um pano húmido.
Não enxaguar o produto diretamente com água.
CUIDADO: Nunca utilize detergentes para limpar o massajador, pois podem danificar as peças de funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência: 26 w
Entrada: 5V=1A
Bateria: 2000 mah
Tensão de carregamento: 5V

Composição: tecido
Tecido: PU; 90% poliéster+10% spandex
Forro: espuma viscoelástica

GARANZIA DE QUALIDADE:
Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico, sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.
Esta garantia não cobre danos resultantes de utilização inadequada, utilização comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manuseamento incorrecto.

Eliminação de aparelhos eléctricos antigos
A directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os antigos aparelhos eléctricos domésticos não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos não triados.

Os aparelhos velhos devem ser recolhidos separadamente a fim de otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm, e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo "contentor com rodas" riscado no produto lembra-lhe a sua obrigação, que quando se desfaz do aparelho, este deve ser recolhido separadamente. Os consumidores devem contactar a sua autoridade local ou retalhista para informações relativas à eliminação correcta do seu antigo aparelho.

Fabricado na China

NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van Wellprime® Total Neck Massager, het ergonomisch ontworpen schouder- en nekmassageapparaat dat zich aanpast aan je nek en je hoofd in de juiste positie houdt. De massagekoppen simuleren het gevoel van een echte handmassage.

Lees de gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor gebruik. Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Plaats de Wellprime® Total Neck Massager niet in de badkamer of op een vochtige plek.
2. Houd de Wellprime® Total Neck Massager altijd droog. Bewaar hem niet op vochtige plaatsen of in de buurt van watercontainers waarin hij kan vallen.
3. Het apparaat is niet waterdicht; als het apparaat in het water valt, raak het dan niet aan en gebruik het niet opnieuw. Dompel het apparaat niet onder water.
4. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
6. Stel het massageapparaat niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
7. Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Gooi dit product weg in overeenstemming met de geldende milieubescherming.
8-Laad de batterij nooit op bij temperaturen onder 0°C. Gebruik, laad en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
9-Laad de batterij niet op door deze bloot te stellen aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
10. Laad de batterij nooit langer dan 48 uur ononderbroken op.
11-Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.
12-Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
13- Houd de verwijderde oplaadbare batterij buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze deze per ongeluk inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.
14- Als er batterijvloeistof lekt, raak de vloeistof dan niet aan met onbeschermden handen en ga er als volgt mee om: Als batterijvloeistof in de ogen komt, bestaaf er gevaar voor blindheid, wrijf niet direct met uw handen in de ogen, spoel ze onmiddellijk met schoon water en roep medische hulp in. Als batterijvloeistof in contact komt met het lichaam of kleding, kan dit ontsteking of letsel aan de huid veroorzaken, spoel met schoon water. Zoek onmiddellijk medische hulp als u zich onwel blijft voelen.
15- Dit product is geen speelgoed.
16. Gebruik dit product niet als het niet goed werkt en als het massageapparaat beschadigd is.
17. In geval van ernstige of hevige pijn tijdens de massage, stop onmiddellijk met de massage en raadpleeg een arts.
18. Gebruik dit product niet direct op gezwollen, ontstoken of ontstoken plekken of huiduitslag.
19.Laad het product niet op als de stroomtoevoer instabiel is.
20.Raak de voeding of stekker niet aan met natte handen om storingen of elektrische schokken te voorkomen.
21.Gebruik het product niet liggend of half liggend.
22.Gebruik de Wellprime® Total Neck Massager niet als u hartproblemen of een hartaandoening heeft.

23-Patiënten met ernstige nekproblemen en/of skelethyperostose mogen het product niet gebruiken.
24-Patiënten met problemen aan de wervelkolom mogen het product niet gebruiken.
25-Patiënten met ernstige problemen met de bloedsomloop in de schouder en nek mogen het product niet gebruiken.
26-DeMonteer, repareer of wijzig dit product niet zonder toestemming. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot defecten of elektrische schokken.

2- COMPONENTEN
FIGUUR A
1-Massagekop
2-Bedieningsknoppen/ Indicator

3-Handband
4-Type-C oplaadpoort

FIGUUR B
Bedieningsknoppen/indicator
A- Aan/Uit
B- Modus
C- Snelheid
D- Hot compressie

3- GEBRUIKSAANWIJZING

1. Inschakelen: Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de Wellprime® Total Neck Massager in te schakelen.
2. Selectie van de draaimodus: de massagekoppen hebben twee draairichtingen. Druk kort op de knop om de richting van de massage te wijzigen.
3. Wärmefunctie: door op de warmtefunctieknop te drukken, geeft Wellprime® Total Neck Massager warmte af. De warmte door één keer te drukken, is een hoge temperatuur. De warmte door een keer te drukken is op hoge temperatuur, druk kort op de knop om over te schakelen naar een lagere temperatuur, en druk dan nogmaals kort om de warmtefunctie uit te schakelen en cyclus op deze manier.
4. Snelheidsfunctie: Wellprime® Total Neck Massager heeft drie snelheden; druk kort op de knop om te schakelen tussen hoge, gemiddelde of lage snelheid.
5. Uitschakelen
Automatische uitschakeling: Het product stopt met werken na in totaal 10 minuten gebruik. Handmatig uitschakelen: Als je het product niet meer gebruikt, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

OPMERKING: Wellprime® Total Neck Massager heeft een riem waarmee je de positie van de Wellprime® Total Neck Massager kunt aanpassen.

4- BATTERIJ OPLADEN
Het massageapparaat wordt gevoed door een ingebouwde lithiumbatterij. Als de batterij bijna leeg is of leeg is, laad het apparaat op voor gebruik.

Gebruik het product niet tijdens het opladen en sluit de oplaadkabel eerst aan. Steek de stekker van de oplaadkabel in de oplaadinterface.
Oplaadstatus: het rode lampje knippert tijdens het opladen en brandt altijd als het apparaat volledig is opgeladen.
Het opladen van Wellprime® Total Neck Massager duurt ongeveer 2 uur.
Dit product bevat alleen accessoires voor gebruik met dit apparaat. Andere accessoires op de markt zijn geen vervanging voor dit product.
OPMERKING: De USB-kabel inbegrepen in de set, de adapter om het apparaat op te laden door het op het lichtnet aan te sluiten is niet inbegrepen. (FIGUUR C)

5- Reiniging en onderhoud van de afdekking:
Na elk gebruik: schakel het apparaat uit en bewaar het op een droge en veilige plaats.
Wellprime® Total Neck Massager kan niet worden gewassen of ondergedompeld in water.
Reinig de buitenkant van het massageapparaat met een vochtige doek.
Spoel het product niet direct af met water.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit reinigingsmidelen om het massageapparaat schoon te maken, omdat deze de werkende onderdelen kunnen beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Vermogen : 26 w
Ingang: 5V=1A
Batterij: 2000 mah
Oplaadspanning: 5V

Samenstelling:
Stof : PU; 90% Polyester+10% spandex
Vulling: Visco-elastisch schuim

KWALITEITSGARANTIE:
Dit product wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten met inachtneming van de termijnen die door de in elk land geldende wetgeving zijn vastgesteld.
Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, nalatig commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste behandeling.

Verwijdering van oude elektrische apparaten
De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishuisf moge.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op hetliefjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden in te zamelen.
Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

Gemaakt in China